



# **Detecção de Miocardite em Imagens Médicas usando Redes Neurais Convolucionais**

**Vinícius Latini Gonçalves - 202165149AC**

**Orientadores: Joventino de Oliveira  
Campos, Bernardo Martins Rocha, Rodrigo  
Weber dos Santos**

# INTRODUÇÃO

01

**O que é Miocardite?**

02


**Objetivo**

03

**Métodos**

04

**Experimentos**




05


**Considerações Finais**

# O QUE É MIOCARDITE?

## Myocarditis




Healthy Heart




Inflamed Heart


Myocardium  
(Inflammation of  
the Heart Muscle)



Inflamação da camada média da parede do coração (Miocárdio).




Surge após uma infecção viral, bacteriana.



Eletrocardiograma, exames de imagem do coração.

# O QUE É MIOCARDITE?


## Ressonâncias Magnéticas



Saudável



Miocardite



Outra Patologia

# DIFICULDADES

**Ressonâncias de alta  
resolução**


**Fadiga visual**

**Biópsia do músculo cardíaco**


01

02

03



# OBJETIVO



# BASE DE DADOS

59,48%

**Miocardite**

Z-Alizadeh Sani

31,07%

**Saudável**

Z-Alizadeh Sani

9,46%

**Outras doenças**


CAD Cardiac CMR



# MÉTODOS



**K-means**





**EfficientNet (CNN)**



# MÉTODOS



## K-means



# MÉTODOS



## Redes Neurais Convolucionais

**Reduz a imagem  
(Pooling)**


01

**Velocidade de treinamento**

02


**Invariante por translação**

03




# MÉTODOS

## EfficientNet



# MÉTODOS

## Occlusion



# EXPERIMENTO


## Modelo

### 01 Divisão dos dados

70% treinamento  
10% validação  
20% teste  
7878 amostras

### 02 Função de Perda

NLLLoss  
Batch size = 16



### Classes 03

Normal0, normal1  
Miocardite0, miocardite1  
OutrasPatologias


### Otimizador 04

Adam  
Lr = 0.0001  
15 épocas

# EXPERIMENTO




## Perda



# EXPERIMENTO



## Acurácia



# EXPERIMENTO


## Resultados

**97,9%**

**Acurácia Global**

**2,1%**

**Erro**



## Acurácia Classes

**98,1%**

**Normal0**

**94,1%**

**Normal1**

**99,8%**

**Miocardite0**

**98,8%**

**Miocardite1**


**95,0%**

**Outras Patologias**



# EXPERIMENTO

## Occlusion



# CONSIDERAÇÕES FINAIS



- **Acurácia satisfatória**
- **Avaliar a CNN de outras formas**
- **Realizar uma segmentação previamente**
- **Testes com especialistas**
- **Aumentar a base de dados**
- **Desenvolver um sistema web**
- **XIII Workshop do DCC e XIV ENMC**



**Agradeço a sua atenção!**

**Dúvidas?**

